

霍乱弧菌检测原始记录

任 务 号		样品类别		检测日期	
检测依据		检测地点		取样量 ()	
仪器名称		仪器型号		仪器编号	
天平编号		样品编号		样品类型	
选择性 平板	TCBS				
	弧菌显色培养基				
镜 检	革兰氏染色试验				
	动力试验				
氧化酶 试验					
氯化钠三 糖铁琼脂		变色	产气	H ₂ S	是否符合 霍乱弧菌特性
	底层				
	斜面				
生化确认	葡萄糖		乳糖		
	蔗糖		D-纤维二糖		
	阿拉伯糖		D-甘露糖		
	鸟氨酸脱羧酶试验		赖氨酸脱羧酶试验		
	精氨酸双水解酶试 验		β-半乳糖苷酶试验		
	靛基质试验		ONPG 水解		
	42℃生长		0%氯化钠		
	2%氯化钠		6%氯化钠		

注：“+”表示阳性；“-”表示阴性；s 表示敏感；ND 表示未检出。

检测人：_____ 校核人：_____ 审核人：_____

霍乱弧菌检测原始记录（附表）

任 务 号		样品编号		检测日期	
生化确认	8%氯化钠		10%氯化钠		
	明胶酶		尿素酶		
	O/129 敏感试验				
血清学鉴定					
检测结果					

注：“+”表示阳性；“-”表示阴性；s 表示敏感；ND 表示未检出。

检测人：_____ 校核人：_____ 审核人：_____